

fles van bijvoorbeeld 1 liter. Vul de fles vervolgens met 330 ml water en streep het niveau op de buitenzijde van de fles aan. Vul de daarna lege en gedroogde fles voor 1/3 deel met propolis en 2/3 deel met zuivere alcohol. (70-96vol.%) Etiketteer de fles en vermeld inhoud en datum. Schudt de fles de eerste maand om de paar dagen en laat deze oplossing drie maanden staan. De oplossing is na deze periode donkerbruin. Neem een schone kan, een schone filterhouder en een stuk filtreerpapier, Filtreer hierover de propolis-oplossing. Alle niet opgeloste stoffen blijven op het filter achter. De propolisoplossing moet nu helder zijn. Bewaar deze propolistinctuur bij voorkeur in een donkerbruine fles, die hermetisch afgesloten kan worden (alcohol verdampt). Ook is het natuurlijk mogelijk de tinctuur meteen in een geëtiketteerde pipet- of druppelflesjes (te koop bij de apotheek) af te vullen. Hoe donkerder de propolistinctuur van kleur is, des te geconcentreerder is de oplossing. Over het algemeen zal de tinctuur 10-30% propolis bevatten. Propolis aanslag of vlekken van de tinctuur zijn met brandspiritus te verwijderen. Gebruik voor het verwerken van propolis altijd zuivere alcohol en nooit brandspiritus.

Propolis crème

Als crèmebasis kan gebruikt worden: cetomacrogol-crème of lanettecrème.

Samenstelling:

- A) 150 gram Cera cetomacrogolis emulsificans of Cera Lanette SX.
200 gram Cetiol V
- B) 40 gram Sorbitol oplossing
610 gram gekookt water.

Bereiding:

Verwarm op een waterbad de grondstoffen vermeld achter A) tot 70°C. Breng 700 ml. water aan de kook en voeg 610 ml. van dit gekookte water toe aan de Sorbitol oplossing. Laat deze tot 70°C. afkoelen. Voeg nu oplossing A) en B) bij de temperatuur van 70°C bij elkaar en blijf zacht roeren totdat de massa stijf begint te worden. Weeg van de volledig afgekoelde crème 100 gram af en roer door de crème 14 druppels propolistinctuur en 7 druppels amandelolie.

Neusdruppels

Vul liefst een pipetflesje van 15 ml met een hoeveelheid gekookt en afgekoeld water. Voeg 2 druppels propolistinctuur toe en schudt grondig. Gebruik deze

oplossing, die enigszins melkachtig wordt, niet langer dan 14 dagen. Na twee weken indien noodzakelijk verse oplossing maken.

Tot zover uit de folder van Bert Sluijter.

Tenslotte

Wanneer men interesse heeft voor bepaalde zaken hoeft men echt niet meer te wachten tot er in BIJEN na 17 jaar uit een oud artikel wordt geciteerd.

Waarom daarop wachten? Trek aan de bel en wij doen open.

bijen

KORT NIEUWS

Internet-nieuwsgroep

Tot op heden moesten de Nederlandstalige imkers hun nieuws via Internet uit Amerika halen. Dat is voor velen, wat de taal betreft, een probleem. Het antwoorden on-line is geen probleem. Volgens de recente inzichten moeten er toch minstens vijftig imkers zijn die regelmatig Internet raadplegen wat de 'bijen' betreft. Misschien is het mogelijk een Nederlandstalige newsgroep 'Imkeren' op te zetten.

Mocht hier behoefte aan zijn, dan graag een E-mailbericht naar jtemp@xs4all.nl, telefoon 010-4569412. Wij zullen dan proberen iets dergelijks op te zetten.

Jan Tempelman, VBBN subvereniging Rotterdam



DE IMMENHOF

Alle bijenteeltmaterialen voor de moderne imker

Aantrekkelijke aanbiedingen zoals: Oordegellijke vurenhouten spaarkast: BK, HK, Dak, Dekplank en Gaasbodem f170,-

Geopend: Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur en na telefonische afspraak. Harremaatweg 36, 3781 NJ Voorthuizen, 0342-472837/0653182006